Livyn.

PULSE

UPUTSVO ZA KORIŠĆENJE





TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda	Livyn PULSE
Tip	Uređaj za njegu kose i vlasišta
LED tehnologija	Crveno LED svjetlo
Talasna dužina	630 nm
Nivoi masaže	1–5
Automatski program	10 minuta
Baterija	3,7 V / 1400 mAh
Punjenje	USB Type-C
Ulaz	5 V / 1 A
Dimenzije	210 × 80 × 52 mm
Težina	291 g

Funkcija korištenja

1. Dugi pritisak za uključivanje/isključivanje; kratki pritisak za prebacivanje brzine masaže u jačinama 1 - 5.

2. Dugi pritisak prekidača za raspršivanje, kratki pritisak za EMS masažni mod, crvena – 1. brzina, plava – 2. brzina, ljubičasta – 3. brzina.

1. UPOZNAJTE LIVYN PULSE

Livyn PULSE je višenamjenski uređaj za kućnu njegu kose i vlasišta koji kombinuje:

- crveno LED svjetlo talasne dužine 630 nm;
- masažu vlasišta;
- funkciju češljanja i masaže;
- nano hidrataciju / raspršivanje tečnosti;
- EMS mikrotalasna masaža
- 5 nivoa intenziteta masaže;
- automatski 10-minutni program.

Ideja Livyn PULSE uređaja je jednostavna: **zdrava kosa počinje od njege vlasišta.**

Redovna njega vlasišta može pomoći da koža glave bude njegovana, hidrirana i prijatna, dok kombinacija masaže i crvenog LED svjetla predstavlja dodatnu podršku rutini njege kose.

2. KAKO LIVYN PULSE CRVENO SVJETLO DJELUJE?

Crveno svjetlo se koristi u fotobiomodulaciji, odnosno procesu u kojem određene talasne dužine svjetlosti mogu uticati na ćelijske procese.

Livyn Pulse crveno LED svjetlo talasne dužine 630 nm djeluje kao dio ciljane rutine njege vlasišta, pružajući svjetlosnu podršku koži glave i folikulima kose. Redovna upotreba, u kombinaciji sa masažom vlasišta i odgovarajućom njegom, pomaže u stvaranju optimalnih uslova za zdraviji izgled vlasišta i kvalitetniju, snažniju kosu. Kontinuirana rutina može pružiti podršku prirodnom ciklusu rasta kose, vitalnosti folikula i poboljšanju ukupnog izgleda i gustine kose.

Za najbolje rezultate važna je dosljednost. Preporučuje se korišćenje uređaja 10 minuta dnevno, po mogućnosti u isto vrijeme, kako bi tretman postao dio svakodnevne rutine njege. Redovnost i upornost su ključni za postizanje i održavanje optimalnih rezultata.

Zato je Livyn PULSE zamišljen kao dio redovne rutine njege, a ne kao zamjena za medicinsku terapiju.

3. MASAŽA VLASIŠTA

Masaža je jedan od ključnih djelova Livyn PULSE rutine.

Nježna mehanička stimulacija vlasišta može:

- pomoći da se vlasište opusti;
- pružiti prijatan osjećaj tokom tretmana;
- podržati svakodnevnu rutinu njege;
- pomoći u ravnomjernom raspoređivanju proizvoda za njegu;
- stimulisati kožu vlasišta mehaničkim pokretima.

Kako koristiti masažu?

Pomjerajte uređaj: -polako - nježno - ravnomjerno

preko - prednjeg dijela vlasišta - gornjeg dijela glave -bočnih strana -zadnjeg dijela vlasišta. Nemojte snažno pritiskati uređaj. Nemojte dugo držati uređaj na jednom mjestu.

4. NANO HIDRATACIJA

Livyn PULSE može koristiti funkciju nano raspršivanja za nanošenje odgovarajućih proizvoda za njegu na vlasište.

Nano maglica omogućava da se odgovarajuća tečnost rasprši u veoma sitnim kapljicama, što može pomoći ravnomjernijem nanošenju proizvoda na područje vlasišta. Za korišćenje funkcije nano raspršivanja preporučuje se korišćenje destilovane ili prečišćene vode ili odgovarajuće, lagane vodene formulacije namijenjene za njegu vlasišta. Ako se koristi serum ili drugi preparat, potrebno je slijediti uputstvo proizvođača preparata i provjeriti njegovu kompatibilnost sa uređajem.

Zašto je hidratacija važna?

Vlasište je koža i, kao i ostatak kože, može biti suvo, zategnuto ili osjetljivo.

Odgovarajuća njega i hidratacija mogu pomoći da:

- vlasište bude mekše i prijatnije;
- se smanji osjećaj suvoće i zatezanja;
- se smanji perutanje glave

- koža vlasišta izgleda njegovanije;
- se poboljša osjećaj svježine i udobnosti;
- se podrži svakodnevna rutina njege.

Ako je perutanje povezano sa suvom kožom, pravilna hidratacija može pomoći u njezi i smanjenju osjećaja suvoće. Međutim, svako perutanje nije posljedica samo suve kože. Perut može biti povezana sa različitim stanjima kože vlasišta, pa Livyn PULSE nije zamjena za medicinski tretman protiv peruti.

Ako imate izraženo ili uporno perutanje, jak svrab, crvenilo ili upalu, konsultujte dermatologa.

5. KORIŠĆENJE SERUMA I PROIZVODA ZA NJEGU

Rezervoar za tečnost može se koristiti za odgovarajuće proizvode za njegu vlasišta. U zavisnosti od proizvoda, možete koristiti:

- hidratantne preparate za vlasište;
- lagane serume za njegu kose i vlasišta;
- proizvode namijenjene za podršku rutini njege kose;
- odgovarajuće vodene formulacije za nano raspršivanje.

VAŽNO

Ne sipajte u uređaj: čista eterična ulja; nerazblažena ulja; alkohol; parfeme; agresivne hemikalije; korozivne tečnosti; guste proizvode koji mogu začepiti sistem; nepoznate ili neprovjerene preparate.

6. SERUM ZA RAST KOSE

Livyn PULSE se može koristiti kao dio rutine njege uz odgovarajući serum za kosu ili vlasište. Na primjer, ako koristite proizvod koji je namijenjen podršci rastu kose, uređaj može biti praktičan način da se proizvod ravnomjernije nanese i da se vlasište istovremeno nježno masira.

Važno: Livyn PULSE nije zamjena za medicinske tretmane protiv opadanja kose. Ako koristite medicinski proizvod poput minoksidila ili drugi preparat koji vam je propisao ljekar, koristite ga isključivo prema uputstvu ljekara ili proizvođača. Nemojte automatski stavljati takve proizvode u rezervoar uređaja. Za medicinske preparate uvijek provjerite da li su predviđeni za nanošenje putem uređaja za raspršivanje.

7. 5-U-1 RUTINA

- **NANO HIDRATACIJA**

Pomaže u nanošenju odgovarajućih proizvoda za hidrataciju i njegu vlasišta.

- **ČEŠLJANJE**

Pomaže u nježnom prolasku kroz kosu i raspoređivanju kose tokom tretmana.

- **MASAŽA**

Nježna mehanička stimulacija vlasišta za prijatan osjećaj i svakodnevnu rutinu njege.

- **CRVENO LED SVJETLO 630 nm**

Pruža dodatnu podršku rutini njege vlasišta i kose.

- **EMS MIKROTALASNA MASAŽA**

EMS pruža blagu električnu stimulaciju koja masira tjeme i pomaže boljoj cirkulaciji krvi.

Crvena lampica nivo 1 najniža jačina. Plava lampica novo 2 – srednja jačina. Ljubičasta lampica nivo 3 – najveća EMS jačina.

- **PAMETNI 10-MINUTNI PROGRAM**

Automatski vremenski ciklus omogućava jednostavnu i dosljednu svakodnevnu rutinu.

8. NAJBOLJA RUTINA – 10 MINUTA DNEVNO

Za najbolje iskustvo korišćenja preporučujemo da Livyn PULSE uključite u svoju svakodnevnu rutinu.

SVAKI DAN:

1. Izaberite približno isto vrijeme.
2. Pripremite vlasište i kosu.
3. Nanesite vodu u rezervoar ili odgovarajući proizvod za njegu ako ga koristite.
4. Uključite Livyn PULSE.
5. Izaberite željeni nivo masaže od 1 do 5.

6. Nježno pomjerajte uređaj preko različitih područja vlasišta.
7. Koristite uređaj do 10 minuta.
8. Nakon tretmana očistite uređaj.

9. ZAŠTO JE DOSLJEDNOST VAŽNA?

Njega kose i vlasišta nije proces koji se mijenja preko noći.

Ako želite da uvedete Livyn PULSE u svoju rutinu, najvažnije je da budete dosljedni i uporni.

10 MINUTA SVAKOG DANA U PRIBLIŽNO ISTO VRIJEME

Redovna rutina omogućava da masaža, njega vlasišta, hidratacija, EMS funkcija i crveno LED svjetlo postanu dio vaših svakodnevnih navika.

Istraživanja crvenog svjetla za kosu uglavnom procjenjuju rezultate kroz više nedjelja ili mjeseci, a ne nakon nekoliko tretmana. Zbog toga ne treba očekivati trenutne rezultate.

Budite uporni. Budite dosljedni. Dajte svojoj rutini vremena.

10. NJEGA VLASIŠTA I PERUTANJE

Dobro njegovano vlasište je važan dio ukupne njege kose.

Redovna rutina koja uključuje odgovarajuće pranje, hidrataciju i nježnu masažu može pomoći u održavanju prijatnog osjećaja i izgleda kože vlasišta.

Ako je koža vlasišta suva, odgovarajuća hidratacija može pomoći u smanjenju osjećaja zatezanja i suvoće. Međutim, perutanje može imati različite uzroke. Livyn PULSE nije namijenjen liječenju peruti, seboreičnog dermatitisa, psorijaze ili drugih kožnih oboljenja.

Ako imate: -jako perutanje -izražen svrab -crvenilo -ranice - bol - upalu -naglo ili intenzivno -opadanje kose - prekinite upotrebu ako izaziva nelagodnost i obratite se dermatologu.

11. KOJI PROIZVOD ODABRATI?

Za nano hidrataciju preporučujemo da koristite lagane, vodene formulacije koje su namijenjene za kožu vlasišta i kompatibilne sa uređajem. Za ciljanu njegu možete koristiti odgovarajući serum za vlasište.

Primjeri kategorija proizvoda:

- Za hidrataciju: lagani hidratantni proizvodi za vlasište.
- Za njegu: serumi i tonici namijenjeni njezi kože vlasišta.
- Za rutinu protiv opadanja: proizvodi posebno formulisani za podršku njezi kose i vlasišta.

12. VAŽNO O ETERIČNIM ULJIMA

Eterična ulja su veoma koncentrisana i mogu izazvati iritaciju ili alergijsku reakciju ako se koriste nepravilno.

Zato:

NE sipajte čisto eterično ulje direktno u rezervoar.

Ako želite koristiti proizvod sa eteričnim uljima, koristite samo gotovu kozmetičku formulaciju namijenjenu koži vlasišta.

Prije prve upotrebe novog proizvoda preporučuje se testiranje na malom području kože, u skladu sa uputstvom proizvoda.

Ako dođe do peckanja, crvenila, svraba ili iritacije, odmah prekinite upotrebu.

13. VAŽNA NAPOMENA O REZULTATIMA

Livyn PULSE je osmišljen da bude dio vaše svakodnevne rutine njege vlasišta i kose. Redovna upotreba crvenog LED svjetla od 630 nm, u kombinaciji sa EMS stimulacijom, nježnom masažom i pravilnom njegom vlasišta, pruža sveobuhvatnu podršku prirodnim procesima koji doprinose zdravlju, vitalnosti i kvalitetu vlasišta.

Na izgled i kvalitet kose i vlasišta utiču brojni faktori, uključujući genetiku, hormone, godine, stres, ishranu, zdravstveno stanje i svakodnevne navike njege. Zbog toga je važno da Livyn PULSE koristite **redovno i dosljedno**, uz odgovarajuću njegu prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Najbolji rezultati postižu se upornošću i kontinuitetom. Preporučujemo korišćenje uređaja **10 minuta dnevno, po mogućnosti u približno isto vrijeme,** kako bi tretman postao dio vaše svakodnevne rutine. Dajte svojoj kosi i vlasištu vrijeme da kroz redovnu njegu pokažu svoj puni potencijal.

Za optimalnu njegu, posebno kod izraženog ili iznenadnog opadanja kose, važno je razumjeti individualne potrebe vašeg vlasišta. U slučaju značajnih promjena ili problema sa kosom i vlasištem, preporučuje se konsultacija sa dermatologom.

14. VAŽNA UPOZORENJA

Ne koristite uređaj:

- na oštećenoj ili otvorenoj koži;
- na aktivno upaljenom ili inficiranom vlasištu;
- ako osjećate bol;
- ako imate izraženu iritaciju;
- ako ste nedavno imali medicinski zahvat na glavi ili vlasištu bez prethodne konsultacije sa ljekarom;
- ako koristite lijekove koji povećavaju osjetljivost na svjetlost bez prethodne konsultacije sa ljekarom;
- tokom punjenja;
- ako je uređaj oštećen.
- Ako imate fotosenzitivnost ili koristite lijekove koji mogu povećati osjetljivost na svjetlost, prije korišćenja crvenog LED svjetla konsultujte zdravstvenog radnika.

15. KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Napunite Livyn PULSE.
- Pripremite kosu i vlasište.
- Ako koristite nano hidrataciju, napunite rezervoar odgovarajućom tečnošću.
- Uključite uređaj.
- Izaberite intenzitet masaže od 1 do 5.
- Nježno pomjerajte uređaj preko vlasišta.
- Koristite uređaj do 10 minuta.
- Nakon 10 minuta uređaj će se automatski isključiti.
- Očistite uređaj ili ga isperite pod vodu.
- Stavite higijenski poklopac na glavu uređaja.

16. ČIŠĆENJE REZERVOARA

Ako koristite funkciju nano hidratacije:

- Nakon svake upotrebe ispraznite ostatak tečnosti.
- Isperite rezervoar čistom vodom, ako konstrukcija uređaja to dozvoljava.
- Očistite otvor za raspršivanje kako biste spriječili začepljenje.
- Ne ostavljajte serum ili drugu tečnost dugo u rezervoaru.
- Ne miješajte različite proizvode u rezervoaru.
- Ne koristite nepoznate ili korozivne tečnosti.
- Za svaki novi proizvod preporučuje se prvo provjeriti kompatibilnost sa uređajem.

17. KO NE BI TREBALO DA KORISTI UREĐAJ BEZ SAVJETA LJEKARA

Prije korišćenja konsultujte ljekara ako:

- imate ozbiljno ili hronično oboljenje;
- imate poznatu bolest ili poremećaj kože temena;
- imate aktivnu infekciju, upalu ili povredu kože;
- ste nedavno imali hirurški ili medicinski zahvat na glavi ili tjemenu;
- uzimate lijekove koji mogu povećati osjetljivost kože na svjetlost;
- imate poznatu fotosenzitivnost ili stanje koje se pogoršava izlaganjem svjetlosti;
- koristite terapiju za koju je poznato da može izazvati fotosenzitivnost;
- imate bilo kakvo drugo zdravstveno stanje zbog kojeg nijeste sigurni da li je uređaj pogodan za vas.

Trudnice, osobe koje doje treba da se konsultuju sa ljekarom prije korišćenja ako postoji bilo kakva nedoumica u vezi sa upotrebom uređaja.